



W

WUNDT'S LAB

Pasos De
Ejecución

GUÍA
versión 2.1.0



Estos pasos corresponden a la ejecución correcta del programa.


1. Una vez instalado, debe hacer clic derecho sobre el icono del programa.



2. Seleccionar la opción de propiedades



3. Seleccionar la pestaña de compatibilidad > Hacer clic en el recuadro de "Ejecutar este programa como administrador" > clic en aceptar.



Una vez hecho esto puede ejecutar normalmente el programa haciendo doble clic en el icono.



**DE LA ROSA
RESEARCH**

**WUNDT'S LAB
GUÍA RÁPIDA 2019**

Colombia: salescol@delarosaresearch.com
Teléfono: (+57)-1-6151702, (+57)-300-3642343