


ENTRADA A



EMG
Electromiografía

+


-

Ref


EDA
Actividad Electrodermica

●

●



ENTRADA B



ECG
Electrocardiografía

+


-

Ref


I/O
input / output

input

output



ENTRADA C




EEG
Electroencefalografía

+

-

Ref



DAQPHIBIAN GUÍA RÁPIDA





Bluetooth



Resistencia al agua



Carga inalámbrica

QUE CONTIENE ESTA CAJA

- 4 Daqphibian
- 4 Sujetadores
- 1 Computador
- 2 Cargadores inalámbricos
- 8 Paquetes de electrodos
- 2 Marcadores de eventos
- 12 Cables de adquisición de datos
- 1 Memoria USB 8GB

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

